



綺麗

優しい

安心

美しい透明感がある色調

目立たない色あいにより患者さんの矯正ライフを快適に。

からだに安心な材質

メディカルグレードポリウレタン製で環境ホルモンを含まず妊婦さんも安心。

容易なワイヤー交換


スムーズなシャッターシステムのため、ワイヤー交換に時間を取りません。

正確なポジショニングがラクに




S-Wラインが付されており、ポジショニングが容易になりチェアタイムの短縮につながります。

優しい形状


角の無い丸みをおびた形状、ロープロファイルで口腔内の違和感が軽減されます。




タイポドント



FA Point=Bracket Height



This red line through the base point parallel with the S-W Line



3~3
LC322R (3フック無)
LC322RH (3フック付)
5~5
LC522R (3フック無)
LC522RH (3フック付)

ルシアス

品番

	Part Number	Slot size	DESCRIPTION	Torque	Ang.	Rotation	IN/OUT
UPPER / MAXILARY	LC38039	.022	1]	12°	5°	0°	0.8mm
	LC38040	.022	1	12°	5°	0°	0.8mm
	LC38041	.022	2]	8°	9°	0°	1.0mm
	LC38042	.022	2	8°	9°	0°	1.0mm
	LC38043	.022	3]	0°	7°	4°	0.75mm
	LC38044	.022	3	0°	7°	4°	0.75mm
	LC38045	.022	3]フック	0°	7°	4°	0.75mm
	LC38046	.022	3フック	0°	7°	4°	0.75mm
	LC38148	.022	45	-7°	0°	0°	0.85mm
LOWER / MANDIBULAR	LC38066	.022	12	0°	0°	0°	0.9mm
	LC38051	.022	3]	-6°	3°	2°	0.75mm
	LC38052	.022	3	-6°	3°	2°	0.75mm
	LC38053	.022	3]フック	-6°	3°	2°	0.75mm
	LC38054	.022	3フック	-6°	3°	2°	0.75mm
	LC38055	.022	4	-12°	0°	0°	0.8mm
	LC38059	.022	5	-17°	0°	0°	0.8mm

ブラケット・マーキング色



ルシアス オープナー

医療機器認証番号：13B2X00013000066



10個入/1パック

注1：左右の区別があるブラケット→遠心歯頸部の方にマーキング。
注2：左右の区別がないブラケット→歯頸部の近遠心両方にマーキング。