

Shirasuka - Gauge

医療機器届出番号:13B2X00013000051 13B2X00013000025



このハイトゲージはスロット指示板側面にScribe Lineを描記し、S-W LINEとBase Pointを指し示すセンターホール視準ラインと同調しBase PointとFA Pointの一致を自動的に誘導する機能を備えています。ゲージは0.25mm刻みの無段階で調整でき、Bracket Heightは2.5mm~6.0mm範囲でさらにスロット指示板内にマーカを備えることによりブラケットポジションを歯牙に直接マーキングすることができます。