




粘膜に対する刺激を抑えた丸みを帯びた形状。また、結紮性を考慮したウイング形状。



メディカルグレードポリウレタン製素材と金合金スロットとの組み合わせにより、高い生体親和性を実現。


光重合型をはじめ、あらゆるボンディング材にそのまま使用が可能

タイポドント



(5~5)

ブラケット・マーキング色



注1:左右の区別があるブラケット→遠心歯頸部のみにマーキング。
注2:左右の区別がないブラケット→歯頸部の近遠心両方にマーキング。

アイパスII ゴールドスロット (金合金)

医療機器認証番号:21800BZY10207000

品番	部位	プリトルク						スタンダード	
		.018		.022		トルク	アングル	.018	.022
		右	左	右	左			左右共通	左右共通
1		IP59015	IP59016	IP59039	IP59040	+12°	+5°	IP59001	IP59005
2		IP59017	IP59018	IP59041	IP59042	+8°	+9°	IP59002	IP59006
3	フック無	IP59019	IP59020	IP59043	IP59044	0°	+7°	IP59003	IP59007
	フック付	IP59021	IP59022	IP59045	IP59046				
4 5	フック無	IP59124		IP59148		-7°	0°	IP59103	IP59107
1 2	ツイン	IP59064		IP59066		0°	0°	IP59064	IP59066
3	フック無	IP59027	IP59028	IP59051	IP59052	-6°	+3°	IP59003	IP59007
	フック付	IP59029	IP59030	IP59053	IP59054				
4	フック無	IP59031		IP59055		-12°	0°	IP59103	IP59107
5	フック無	IP59035		IP59059		-17°	0°		

キット	プリトルク		スタンダード	
	.018	.022	.018	.022
3~3	IPG II 318R	IPG II 322R	IPG II 318S	IPG II 322S
3~3 (3番フック付)	IPG II 318RH	IPG II 322RH		
5~5	IPG II 518R	IPG II 522R	IPG II 518S	IPG II 522S
5~5 (3番フック付)	IPG II 518RH	IPG II 522RH		

症例キット
3~3キット / 12個入
5~5キット / 20個入

補充パック
10個入 / 1パック