

硬質プラスチック製・審美ブラケット「アイパス」



iPass ^{アイパス}
GOLD SLOT **II**



iPass ^{アイパス}
II

材質 / 高分子・メディカルグレードポリウレタン
(硬質プラスチック製・原材料にビスフェノールAを含みません)

ゴールドスロットは、14K(金合金)

ロープロファイル・ローフリクション

特許技術により、光重合ボンディング材にも対応

様々な歯牙の色調にマッチしやすい、半透明・白濁色 (キラキラしにくい)

医療機器認証番号:21800BZY10207000

	ゴールドスロット
	スロット金属ナシ

- 種類は、プリトルクとスタンダード。スロットサイズは、.018” , .022” からお選び頂けます。
- フックの有無はプリトルクの犬歯部のみ。その他の部位は全てフックなしとなります。
- 価格などご不明な点につきましてはお問い合わせください。

 ORTHO DENTAURUM
オーソデントラム

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-7-15日本橋トグチビル2F
電話 03-5652-3322 (平日・9時~17時) FAX 03-5652-3393