

S・M・A・R・T

アライナー使用と共に行う機能的アクション

- ・ S.M.A.R.T . . . 正常咬合、Supra Version
- ・ S.M.A.R.T ABC . . . Open Bite Version

特性

- ・ 舌位タグ、大臼歯部の厚み、ダブルスプリント、アーチフォーム、バンパーはアライナー治療中や治療前の機能的矯正治療のための EF ラインコンセプトのキーとなります。
- ・ ダイナミックスプリングにより、患者さんはアライナー装着中に装置をしっかりと固定して歯科治療行為を高めることができます。
- ・ 2バージョン：
 - S.M.A.R.T ABC オープンバイトの治療に適用、前歯部の延出を刺激する
 - S.M.A.R.T その他のケースに適用
- ・ それぞれ2種類の固さ

- ・フタル酸エステルとビスフェノール不使用を保証

使用法：S.M.A.R.T ABC - Open Bite

- ・前歯部の延出や、オープンバイトの改善を促進するためのアライナー治療の前に使用

使用法：S.M.A.R.T - 正常咬合、Supra

- ・機能改善の利点をアライナーの機械的アクションに関連付けるため、アライナーによる治療前、治療中に使用