




粘膜に対する刺激を抑えた丸みを帯びた形状。また、結紮性を考慮したウイング形状。



メディカルグレードポリウレタン製素材と金合金スロットとの組み合わせにより、高い生体親和性を実現。


光重合型をはじめ、あらゆるボンディング材にそのまま使用が可能

タイポドント



(5~5)

ブラケット・マーキング色



注1:左右の区別があるブラケット→遠心歯頸部のみにマーキング。  
注2:左右の区別がないブラケット→歯頸部の近遠心両方にマーキング。

アイパスII ゴールドスロット (金合金)

医療機器認証番号:21800BZY10207000

品番	部位	プリトルク						スタンダード		
		.018		.022		トルク	アングル	.018	.022	
		右	左	右	左			左右共通	左右共通	
	1	IP59015	IP59016	IP59039	IP59040	+12°	+5°	IP59001	IP59005	
	2	IP59017	IP59018	IP59041	IP59042	+8°	+9°	IP59002	IP59006	
	3	フック無	IP59019	IP59020	IP59043	IP59044	0°	+7°	IP59003	IP59007
		フック付	IP59021	IP59022	IP59045	IP59046	0°	+7°		
	4 5	フック無	IP59124		IP59148		-7°	0°	IP59103	IP59107
	1 2	ツイン	IP59064		IP59066		0°	0°	IP59064	IP59066
	3	フック無	IP59027	IP59028	IP59051	IP59052	-6°	+3°	IP59003	IP59007
		フック付	IP59029	IP59030	IP59053	IP59054	-6°	+3°		
	4	フック無	IP59031		IP59055		-12°	0°	IP59103	IP59107
	5	フック無	IP59035		IP59059		-17°	0°		

キット	プリトルク		スタンダード	
	.018	.022	.018	.022
3~3	IPG II 318R	IPG II 322R	IPG II 318S	IPG II 322S
3~3 (3番フック付)	IPG II 318RH	IPG II 322RH		
5~5	IPG II 518R	IPG II 522R	IPG II 518S	IPG II 522S
5~5 (3番フック付)	IPG II 518RH	IPG II 522RH		

症例キット  
3~3キット / 12個入  
5~5キット / 20個入

補充パック  
10個入 / 1パック



粘膜に対する刺激を抑えた丸みを帯びた形状。また、結紮性を考慮したウイング形状。



歯面に対する適合性をより高めたベースコンタア。安定した接着と容易なディボンディングのためのメカニカルロック(ダブルテイル/PAT)採用。


- 原材料にビスフェノールAを使用していません。
- 安心して治療いただける材料として開発されました。
- 審美性とコンポジット材の耐久性、耐着色性を飛躍的に高めました。
- 生体親和性の高い製品を先生(1)から患者さんへ優しさをつないで (Pass) ください。

### タイポドント



(5~5)

### ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケット→遠心歯頸部のみにマーキング。  
注2: 左右の区別がないブラケット→歯頸部の近遠心両方にマーキング。

## アイパスII メディカルグレード ポリウレタンブラケット

医療機器認証番号: 21800BZY10207000

品番	部位	プリトルク						スタンダード		
		.018		.022		トルク	アングル	.018	.022	
		右	左	右	左			左右共通	左右共通	
	1	IP39015	IP39016	IP39039	IP39040	+12°	+5°	IP39001	IP39005	
	2	IP39017	IP39018	IP39041	IP39042	+8°	+9°	IP39002	IP39006	
	3	フック無	IP39019	IP39020	IP39043	IP39044	0°	+7°	IP39003	IP39007
		フック付	IP39021	IP39022	IP39045	IP39046	0°	+7°		
	4 5	フック無	IP39124		IP39148		-7°	0°	IP39103	IP39107
	1 2	ツイン	IP39064		IP39066		0°	0°	IP39064	IP39066
	3	フック無	IP39027	IP39028	IP39051	IP39052	-6°	+3°	IP39003	IP39007
		フック付	IP39029	IP39030	IP39053	IP39054	-6°	+3°		
	4	フック無	IP39031		IP39055		-12°	0°	IP39103	IP39107
	5	フック無	IP39035		IP39059		-17°	0°		

キット	プリトルク		スタンダード	
	.018	.022	.018	.022
3~3	IP II 318R	IP II 322R	IP II 318S	IP II 322S
3~3 (3番フック付)	IP II 318RH	IP II 322RH		
5~5	IP II 518R	IP II 522R	IP II 518S	IP II 522S
5~5 (3番フック付)	IP II 518RH	IP II 522RH		

症例キット  
3~3キット / 12個入  
5~5キット / 20個入

補充パック  
10個入 / 1パック