

従来のベータチタンワイヤーを米国コネチカット大学矯正学教授Dr.Ravindra Nandaが改良したのがCNAです。

ステンレススチールや、コバルトクロムよりもローフォースのワイヤー。 ニッケルに敏感な患者さんにも使用可能。従来のβ IIIチタンワイヤーに比べ表面処理のグレードが大幅にアップ。またベンディング時の破折も非常に少なくなりました。

CNA™プリフォームアーチワイヤー

医療機器認証番号:21500BZY00304000



ラウンド
各5本入
1パック

サイズ	品 番	
	上 顎	下 顎
.016	100-941	100-951
.018	100-942	100-952

レクタングル
各5本入 / 1パック

サイズ	品 番	
	上 顎	下 顎
.016×.016	100-960	100-961
.016×.022	100-944	100-954
.017×.025	100-945	100-955
.018×.018	100-946	100-956
.018×.025	100-947	100-957
.019×.025	100-948	100-958
.021×.025	100-949	100-959


CNA™ マッシュルームループアーチワイヤー

医療機器認証番号:21500BZY00304000

ループ部分が解剖学的形状になっており口腔粘膜に非常に優しく患者さんのストレスを軽減します。前歯部の圧下、スペースクロージングに使用でき、またスライディングメカニクスにおけるフックとして利用できます。従来のステンレスワイヤーに比べ歯の動きを正確にコントロールできます。

各5本入 / 1パック *各キット (36本入スタンド付) 1組

サイズ	品 番		
	.016×.022	.017×.025	.019×.025
24mm 下顎	106-402	106-422	106-442
26mm 下顎	106-403	106-423	106-443
28mm 下顎	106-404	106-424	106-444
30mm 下顎	106-405	106-425	106-445
32mm 上顎	106-406	106-426	106-446
34mm 上顎	106-407	106-427	106-447
36mm 上顎	106-408	106-428	106-448
38mm 上顎	106-409	106-429	106-449
40mm 上顎	106-410	106-430	106-450
キット(各4本×9サイズ / 36本入)	*106-400	*106-420	*106-440



ニッケルチタンワイヤー CIA™ イントラージョンアーチワイヤー

医療機器認証番号:20300BZY00846000

被蓋の改善、大白歯のアップライト等に用います。

各5本入 / 1パック

サイズ	.016×.022	.017×.025
上顎 / ショート	100-980	100-984
上顎 / ロング	100-981	100-985
下顎 / ショート	100-982	100-986
下顎 / ロング	100-983	100-987

