

ナイテニウム プリフォーム アーチワイヤー

医療機器認証番号:20300BZY00846000



表面が滑沢で、矯正力の柔らかいニッケルチタンアーチワイヤー。オフセットバンド等の付形性があり、さらに破折も少なくなっています。

レクタングラー
10本入 / 1パック


ラウンド
10本入 / 1パック

サイズ	品 番	
	上 顎	下 顎
.012	100-658	100-659
.014	100-650	100-651
.016	100-652	100-653
.018	100-654	100-655
.020	100-656	100-657

サイズ	品 番	
	上 顎	下 顎
.016×.016	100-660	100-661
.016×.022	100-662	100-663
.017×.025	100-664	100-665
.018×.018	100-670	100-671
.018×.025	100-666	100-667
.019×.025	100-668	100-669
.021×.025	100-674	100-675

ナイテニウム オープンコイル スプリング

医療機器認証番号:20300BZY00845000



15インチ (38cm) / 1巻

サイズ	品 番
.009×.030 (inner dia.)	100-750
.010×.030 (inner dia.)	100-751
.012×.030 (inner dia.)	100-752
.014×.030 (inner dia.)	100-753
.010×.036 (inner dia.)	100-754
.014×.036 (inner dia.)	100-755
.010×.045 (inner dia.)	100-756
.012×.045 (inner dia.)	100-757

ナイテニウム R.C.S アーチワイヤー

被蓋の改善や、4前歯の遠心移動等に有効なワイヤー。ストレートレッグタイプは、前歯部のみに湾曲をつけ臼歯部はフラットになっています。前歯を動かしても臼歯をそのままにしたいケースに有効です。

ナイテニウム リバースカーブ アーチワイヤー

医療機器認証番号:20300BZY00846000

ラウンド
10本入 / 1パック

サイズ	上 顎	下 顎
.014	100-599	100-600
.016	100-601	100-602
.018	100-603	100-604



レクタングラー
10本入 / 1パック

サイズ	上 顎	下 顎
.016×.022	100-605	100-606
.017×.025	100-607	100-608
.019×.025	100-609	100-610



ナイテニウム ストレートレッグ アーチワイヤー

医療機器認証番号:20300BZY00846000

ラウンド
10本入 / 1パック

サイズ	上 顎	下 顎
.014	100-700	100-701
.016	100-702	100-703
.018	100-704	100-705
.020	100-706	100-707



レクタングラー
10本入 / 1パック

サイズ	上 顎	下 顎
.016×.016	100-708	100-709
.016×.022	100-710	100-711
.017×.025	100-712	100-713
.018×.025	100-714	100-715
.019×.025	100-716	100-717

