


医療機器承認番号:20100BZY00217000

## スケルトン ミニ

下顎の側方拡大と上下顎臼歯部の遠心移動用。  
(最大6.5mm拡大) / 1回転0.70mm拡大

品番: 600-300  
1個入  
10個入



## スケルトン ミディアム

上顎・下顎の側方拡大と臼歯部の遠心移動用。  
(最大7.5mm拡大) / 1回転0.80mm拡大


品番: 600-301  
1個入  
10個入



## スケルトン マキシ

上顎の側方移動用。  
(最大7.5mm拡大) / 1回転0.80mm拡大


品番: 600-302  
1個入  
10個入



## スケルトン マグナム

上顎の側方拡大用。(最大11mm拡大) / 1回転0.80mm拡大

品番: 600-303  
1個入  
10個入



## スケルトン ミディアム

医療機器承認番号:20800BZY00096000

金属アレルギー対応型スクリュー。(形状機能は600-301と同様)  
(最大7.5mm拡大) / 1回転0.80mm拡大


品番: 600-400  
1個入  
10個入



## ミディアム ストレート

上顎の臼歯部・遠心移動用。(最大6mm拡大) 1回転0.40mm拡大


品番: 600-500  
1個入  
10個入



## ミディアム アングル

上顎の臼歯部遠心移動用。レジンに埋め込みし易いようにガイドピンを曲げてあります。(最大6mm拡大) 1回転0.40mm拡大


品番: 600-501  
1個入  
10個入



## ミニ ストレート

下顎の臼歯部の遠心移動用。または上顎前歯部の前方移動用。  
(最大4mm拡大) / 1回転0.35mm拡大


品番: 600-502  
1個入  
10個入



## ミニ アングル

下顎の臼歯部の遠心移動用。または上顎前歯部の前方移動用。前歯部のレジンに埋め込みし易いようガイドピンを曲げてあります。(最大4mm拡大) 1回転0.35mm拡大

品番: 600-503  
1個入  
10個入



## ファンタイプ

上顎前歯部の部分拡大用。プレートが扇型に開きます。(最大7mm拡大) 1回転0.80mm

品番: 606-600  
1個入  
10個入



## マンディビュラー ポウ スクリュー

下顎前歯の側方拡大用。プレートが扇型開きます。(最大5mm拡大) 1回転0.80mm拡大


品番: 606-701  
1個入  
10個入



## スリーディメンショナル スクリュー スタイナー

前歯部の前方移動と左右側方歯部の拡大を別々に行えます。またプレートが曲げてあるためレジンを薄く制作できます。  
(最大4mm拡大) 1回転0.35mm拡大


品番: 602-604  
1個入



## スリーディメンショナル スクリュー ミニ ベルトーニ タイプA

前歯部、左右側方歯部を3方向に独立して拡大できます。  
(最大4mm拡大) 1回転0.35mm拡大


品番: 602-605  
1個入



## スリーディメンショナル スクリュー ミニ ベルトーニ タイプB

前歯部の前方移動と左右側方歯部の拡大を別々に行えます。  
(最大4mm拡大) 1回転0.35mm拡大

品番: 602-606  
1個入



## ダブルプレートシステム

プロトタイプ  
スクリュー



品番: 600-000-00  
スターターセット

- Screws with guide ridge for forward thrust double plate REF 600-001-00 ×3セット
- Adapter, narrow REF 600-003-00 ×1セット
- Adapter, wide REF 600-004-00 ×1セット
- Locating template REF 600-005-00 ×1セット
- Instructions ×1セット



品番: 600-001-00  
1個入  
10個入



品番: 600-004-00  
10個入

品番: 600-003-00  
10個入



品番: 600-005-00  
1個入

## ピストン スプリング スクリュー

安定したコントロール性の高い圧力で単一歯を移動するためのスクリューです。レジン床に組み入れやすいコンパクトサイズ。移動したい歯に対して4mm、6mm、8mmの順に交換しながら使用すると効果的です。(1回転=0.35mm)

ピストン スプリング スクリュー4mm  
品番: 609-004  
10個入



ピストン スプリング スクリュー6mm  
品番: 609-006  
10個入



ピストン スプリング スクリュー8mm  
品番: 609-008  
10個入



ポジショニングスクリュー12mm  
品番: 609-100  
10個入



ハウジングナット3mm  
品番: 609-200  
10個入



リーマー  
品番: 609-300  
1個入



スクリュードライバー  
品番: 609-400  
1個入



ピストン スプリング スクリュー アソートメント

品番: 609-500 (ピストンスクリュー4.6.8mm、ポジショニングスクリュー、セレイテッドハウジングナット各10、リーマー、ドライバー、インストラクションシート各1)

スクリューキー  
品番: 611-115  
10個入 100個入



## アダムスクラスプ

医療機器承認番号: 20100BZY00216000



100本入

## ボールリテーナークラスプ

医療機器承認番号: 20200BZY00113000



100本入

サイズ	長さ	品番
0,70mm/28	each 38mm	620-107-00
0,80mm/31	each 38mm	620-108-00
0,90mm/35	each 38mm	620-109-00
1,00mm/39	each 38mm	620-110-00