

Coming Soon

CARRIERE®

SLX 3D™



THE PERFORMANCE REVOLUTION

Designed for you, your staff & your patients with no compromises.

詳しくはこちら



医療機器認証番号:230ADBZX00122000

UNMATCHED CLINICAL CONTROL

Introducing the Carriere SLX 3D Bracket System

最新のCarriere SLX 3Dシステムの審美性、心地よさ、さらに素晴らしい治療結果がもたらす臨床効率と高水準の患者満足度を体感できるでしょう。



■ もうワイヤーベンディングは不要です。

Carriere SLX 3D Bracketは正確なTorque(トルク)、In-Out(インアウト)、Depth(スロットの深さ)を備え、ワイヤーベンディングにかかるチェアタイムをそれ以外の作業に使用できるようデザインされた革新的ブラケットです。

WIDE
Centrals & cuspids

MEDIUM
Bicuspid

NARROW
Lower & upper laterals

■ 1つのブラケットサイズですべてに対応できますか？

Carriere SLX 3D Bracketにはナロータイプにはナロータイプ、ワイドタイプにはワイドタイプのブラケットバリエーションがあります。すばやく確実なローテーションコントロールと理想的な歯のポジショニングを得るためにはブラケットの幅は重要だと考えるからです。


CLEAR
Muushroom shaped pylons for secure retention



■ 独自のベースデザイン

Carriere SLX 3D Bracket独自のアドヒーズブガードレールテクノロジーは、余剰な接着材をすばやく適切な方向に誘導し、簡単に除去することが可能です。

METAL
Micro-etched pylons



■ スムーズなポジショニングとすばやいでいボンディング

コンパウンドコントアベースはグローブのように歯面にフィットするようにデザインされ、ブラケットポジショニングを容易にします。また、ベースエッジはわずかにトリミングされ、すばやく、きれいなディ・ボンディングを可能にします。

EZ TWIST
To the open and locked position



■ 軽く捻じるだけ! [New EZ twist ツールが発売中です。]

改良されたEZ twist ツールはすばやく、シンプルなワイヤー交換を可能にし、スタッフの使いやすさと患者様の違和感をやわらげます。

SELF-LIGATING
Buccal Tubes



■ 充実したセルフリゲイティングシステム

SLX 3D self-Ligating Buccal Tubeは SLX 3D Bracketsの素晴らしい特性をかねもつHSO(ヘンリーシャインオーソドンティクス社)初の上顎第一大臼歯用セラミックチューブです。

医療機器認証番号:13B2X00013000028