









# ユニーク

## ノンラテックス エラスティック

- \* ラテックスアレルギーに対応
- \* 目立ちにくく審美性の良いエラスティック
- \* 弾力性と耐疲労性
- \* ゴムのおいや味がしない
- \* 透明感がありライナー治療との併用に効果的です
- \* 図柄とナンバーでサイズと強さの確認がしやすくなっています



品番	図柄		矯正力	直径
772-313-01		バス	ミディアム 128g・4 1/2oz	3.2mm 1/8
772-314-01		馬車		4.8mm 3/16
772-316-01		機関車		6.4mm 1/4
772-317-01		トラクター		8.0mm 5/16
772-323-01		気球	ヘビー 184g・6 1/2oz	3.2mm 1/8
772-324-01		飛行機		4.8mm 3/16
772-325-01		スペースシャトル		6.4mm 1/4
772-326-01		ヨット		8.0mm 5/16

医療機器承認番号: 301ADBZX00055000